

ENTERAALINEN DRENEERAUS ON NYT HELPPOA



Jos käytät enteraalisen ravitsemuksen antoon tarkoitettua ravintoporttia tai -letkua, AVANOS* Enteraalinen dreneerausjärjestelmä on suunniteltu yhteensopivaksi sen kanssa mahdollistaen dreneerauksen sekä mahalaukun sisällön keräämisen. Helposti ja tehokkaasti!

Neljä helppoa askelta dreneaukseen

Aloittaessasi AVANOS* dreneerausjärjestelmän käyttöä, seuraa näitä neljää alla mainittua helppoa askelta.

ASKELEET:

1. Sulje sekä dreneauspussin- että jatkoletkun (jos käytössä) suljin.
2. Poista täyttöaukon korkki ja kiinnitä se jatkoletkun alkupäähän.
3. Avaa suljin jotta nesteen virtaus mahdollistuu.
4. Sijoita dreneerauspussi oikeinpäin ja kiinnitä se vuoteen reunaan ripustinkoukulla - mahalaukun alapuolelle.

24 tunnin käyttö, puhdas, tehokas, suljettu järjestelmä

- ⚠ Ehkäistääksesi kontaminaatiota, älä laske dreneerauspussia lattialle. Ehkäistääksesi mahansisällön refluksia (takaisinvirtausta), vältä kohdistamasta dreneipussiin painetta käytön aikana.





JÄRJESTELMÄN TARKKAILU JA DREENIPUSSIN TYHJENTÄMINEN

- ✓ **Jatkoletku** - Jatkoletkun tulee olla koko matkaltaan asetettuna siten, että virtaus alaspäin dreenipussiin on varmistettu.
- ✓ **Valvonta** - Seuraa järjestelmän toimintaa aika-ajoin dreneerauksen aikana varmistaaksesi, että neste virtaa vapaasti eikä letku ole tukossa.
- ✓ **Pussin tyhjennys** - Pussin täyttymisasteen ollessa 1/2-3/4, irrota se varovasti syöttöletkusta, sulje tuloaukon korkki ja syöttöletkun korkki. Tyhjentääksesi pussin:
 - Vie pussi jätealalle kuten WC-istuimelle.
 - Avaa dreneeraussuljin ja -korkki.
 - Älä anna dreneerausportin koskettaa jäteallasta.
 - Valuta pussin sisältö jätealtaaseen.
 - Puhdista dreneerausportti pyyhkimällä alkoholipohjaisella aineella.

VAIHDA DREENIPUSSI 24 H VÄLEIN

Voit käyttää dreneerauspussia tarvittaessa uudelleen 24 h periodin aikana, mutta 24 h päästä käyttöönotosta se on vaihdettava uuteen.



Lääkinnällisiin laitteisiin, ja niiden käyttöön liittyy riskejä. Tarkista pakkausmerkinnöistä indikaatiot, kontraindikaatiot varoitukset ja varotoimet. Pakkausmerkintöjen ohjeiden vastainen käyttö saattaa vaarantaa potilaan turvallisuuden. Saadaksesi tärkeää lisätietoa, ole yhteydessä edustajaan tai vieraile internet sivuillamme www.tubefed.com tai www.mic-key.fi.

Täydellinen tuoteinformaatio AVANOS* Enteraaliseen Dreneerausjärjestelmään liittyen, sisältäen indikaatiot, kontraindikaatiot, varoitukset, varotoimet sekä häirtävaikutukset, katso AVANOS* Enteraalinen Dreneerausjärjestelmä, käyttöohjeet.

Nimike	Valmistajan koodi	Tamro	Pakkauskoko	TOH € (alv 0%)
ENFit-dreenipussi, 1000 ml	EDS-1000	2382315	30 pss/ltk	165,00
ENFit-dreenipussi, 500 ml	EDS-500	2381333	30 pss/ltk	159,00
ENFit-dreenipussi, 250 ml	EDS-250	2153914	30 pss/ltk	159,00
ENFit-dreenipussi, 100 ml	EDS-100	2138279	30 pss/ltk	159,00

**Yhteys edustajaan: p. 020-720 9550,
infofi@viatris.com**

Tilaukset TAMRO OYJ:

- asiakaspalvelu@tamro.com
- **TamroOnline**
- **p. 020 445 3300**

AVANOS

