

"GOLDEN RULES" FÖR POSTOPERATIV VÅRD

OMEDELBART EFTER INGREPPET

- **Övervaka vitala funktioner:** Det är mycket viktigt att övervaka patientens vitala funktioner under de första timmarna efter ingreppet: Medvetandenivån, pulsen och blodtrycket. Dessa parametrar kan indikera blödning (inre eller yttre).
- **Kontrollera sondens placering:** Anteckna stomikanalens längd, FR-storleken och mängden vatten som sprutats in i ballongen.
- **Inled enteral näringstillförsel:** Koppla en dräneringspåse till gastrostomi- eller matningssonden för att avlägsna all överflödigt luft från magsäcken. Den enterala näringstillförseln kan fortsätta 12 timmar efter ingreppet om inga komplikationer uppstår och inga kontraindikationer för fortsatt näringstillförsel finns.

DAGLIGA VÅRDÅTGÄRDER

- **Stomiskötsel:** Desinficera stomiområdet och SAF-T-PEXY*-ankarknapparna dagligen med ett vattenbaserat, klart desinfektionsmedel. Kontrollera stomiområdet och SAF-T-PEXY*-ankarknapparna dagligen och observera eventuella tecken på infektion (t.ex.: rodnad eller irritation, se bruksanvisningen) eller smärta i bukområdet. Om sådana tecken uppkommer: fråga efter ytterligare anvisningar av den vårdansvariga hälso- och sjukvårdspersonalen.
- **Förebygg "buried bumper":** Roter gastrostomisonderna, Mic*- och MIC-KEY*, runt sin axel som en del av den dagliga vården. Roter ändå aldrig jejunalsonder eller SAF-T-PEXY*-ankarknappar av polyuretan.
- **Skötsel av gastrostomisond eller näringsport med låg profil:** Kontrollera ballongens innehåll varannan vecka. Dra upp ballongvätskan i sprutan. Spruta tillbaka vattnet och tillsätt vatten upp till den ursprungliga vätskevolymen. Kontrollera att sonden är ren. Det är viktigt att hålla sonden eller näringsporten ren och skölja den noggrant. Använd vid behov en bomullspinne för att rengöra ballongens påfyllningsport.
- **Bada inte:** Patienten får inte bada så länge SAF-T-PEXY*-ankarknapparna sitter på plats. Det är tillåtet att duscha.
- **SAF-T-PEXY*-ankarknappar:** Vanligtvis smälter gastropexistygnen efter 2-3 veckor och SAF-T-PEXY*-ankarknapparna faller bort. Därefter ska huden tvättas dagligen med tvål och vatten samt torkas noggrant. Kontakta läkare om du upplever rodnad eller svullnad i huden. Om ankarknapparna inte har fallit bort efter 3-4 veckor kan de tas bort av den läkare som utfört ingreppet.

DAGLIGA VÅRDÅTGÄRDER

- **Dosering av sondmat:** Kontrollera MIC*- eller MIC-KEY*-sondens eller näringsportens placering med hjälp av en pH-indikator. Detta måste göras varje gång du kopplar ett nytt näringspreparat till slangsystemet, om det råder minsta tvivel om sondens eller näringsportens placering och alltid minst tre (3) gånger om dagen. Vid tvivel om placering; kontrollera rätt placering med en röntgenundersökning. Skölj alltid sonden före och efter tillförsel av näring eller läkemedel.
- **Rengöring och byte av Mic-Key*-matningssonden:** Rengör matningssonden efter varje användning med varmt vatten och tvål. Skölj sonden och låt den torka. Förvara i ett tätt förslutningsbart fodral eller en återförslutningsbar påse fram till nästa användning. MIC-KEY* matningssonder ska bytas minst varannan vecka.
- **Om den lossnar av misstag:** Kontakta läkare omedelbart. Tryck omedelbart tillbaka sonden eller näringsporten i stomin för att hålla stomiöppningen öppen och fäst den på huden med tejp. Läkaren ska fylla ballongen, helst vid endoskopikontroll, för att förhindra att stomin skadas.
- **Byte av sond eller näringsport:** Följ lokala riktlinjer för byten för att förhindra att en sond eller näringsport oväntat lossnar.

VIKTIGT ATT BEAKTA

De ovannämnda MIC-KEY* Introducer Kit-anvisningarna är endast rekommendationer för rätt vård. De ska endast följas när anvisningar från det lokala sjukhuset eller från läkaren som opererat dig inte finns tillgängliga. Avanos -anvisningarna ska inte under några omständigheter prioriteras framom de lokala sjukvårdsanvisningarna eller medicinska anvisningarna. Helhetsansvaret för vården av patienten ska kvarstå hos den behandlande läkaren.

Alla medicintekniska produkter är förknippade med risker. Läs förpackningsmärkningarna om

AVANOS



Kontakta representanten: tfn 020-720 9555, info@viatris.com