

ENFit –MUUTOS KOSKEMAAN MYÖS PEG-ENSIASENNUSLETKUJA

Pyydämme jakamaan tätä tiedotetta kaikille, jotka organisaatiossanne käyttävät enteraalisen ravitsemuksen tarvikkeita.

Kansainvälisen standardoimisjärjestö ISO:n yhteishanke (ISO 80369-3) pyrkii ehkäisemään enteraalisen ravitsemuksen letkujen liittämisen väärään antoreittiin syöttöletkujärjestelmissä. Uuden ENFit-järjestelmän tavoitteena on ehkäistä väärin liittämiset yhdenmukaisten yhdistäjien avulla. Kaikki merkittävät terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistajat ovat uudessa järjestelmässä mukana parantamassa potilasturvallisuutta.

Uuden ENFit-järjestelmän myötä kaikkien valmistajien järjestelmien liittimet ovat keskenään yhteensopivia. Enteraalisen ravitsemuksen ravintoportteihin ja letkuihin ei enää jatkossa pysty annostelemaan ravintoa eikä lääkkeitä vanhoilla ruiskuilla ja –liittimillä. Mic-Key syöttönapit ja syöttöletkut ovat jo vaihtuneet uuden standardin mukaisiksi.

Lokakuun aikana toimitukset alkavat myös ENFit –yhteensopivista Peg-ensiasennusletkuista ja niiden syöttöporteista. Jatkossa Peg-ensiasennusletkuissa on siis enteraalisen ravitsemuksen ja ruoan annostelua varten ainoastaan ENFit-yhteensopivat kierteet. ENFit-standardiin yhteensopivien ruiskujen saatavuudesta tulee huolehtia.

Tuotenumerot, joita muutos koskee ovat:

Peg kit pull (laaja versio) 14FR, 20FR ja 24FR : 0640-14, 0640-20, 0640-24

Peg kit pull (suppea versio) 14FR, 20FR ja 24FR: 0644-14, 0644-20, 0644-24

Syöttöportti Peg-letkuun 14FR, 20FR ja 24FR: 0136-14, 0136-20, 0136-24

Liite: Koodiluettelo, jossa vanhat ja uudet koodit rinnakkain

Lisätietoja antavat:

Marko Hiekkänen, myyntipäällikkö, puh. 050 433 4510

