

AVANOS

MIC*-tuotesarja: -tuotesarja: Jejunaalisen ravitsemuksen letkut



MIC* jejunaalisen ravitsemuksen letku



- Jejunaaliosa lyhennettävissä
- Ballonki silikonia, täyttömäärät taulukossa
- SECUR-LOK* ulkoinen retentiorengas
- ENFit® -yhteensopiva, uros
- Ei sisällä luonnonkumia, eikä DEHP:tä
- Radiografinen viiva, gamma steriloitu, 1 kpl / pakkaus
- Lääketieteellistä silikonia

Tuotenimi	Ballonki	Valmistajan nro	Tamron tuotenumero
MIC Jejunal Feeding Tube LV, 12 Fr	3-5 ml	8200-12LV	2381705 Toimitusaika 8-10 viikkoa
MIC Jejunal Feeding Tube, 14 Fr	7-10 ml	8200-14	2381713
MIC Jejunal Feeding Tube, 16 Fr	7-10 ml	8200-16	2381721
MIC Jejunal Feeding Tube, 18 Fr	7-10 ml	8200-18	2381853
MIC Jejunal Feeding Tube, 20 FR	7-10 ml	8200-20	2381861
MIC Jejunal Feeding Tube, 22 Fr	7-10 ml	8200-22	2381879
MIC Jejunal Feeding Tube, 24 Fr	7-10 ml	8200-24	2382000 Toimitusaika 8-10 viikkoa

MIC-KEY* matalaprofiilinen jejunaaliletku



- Lääketieteellistä silikonia
- Ballonki silikonia, täyttömäärä 5 ml
- SECUR-LOK*
- Takaiskuventtiili
- Jejunaaliosa lyhennettävissä
- Radiografinen viiva
- Gamma steriloitu, 1 kpl / pakkaus
- Ei sisällä luonnonkumia, eikä DEHP:tä

Mic-Key® Low Profile Jejunal Feeding Tube Koko Fr	Avanteen pituus cm	Ballonki	Valmistajan nro	Tamron tuotenro
14 Fr	2.0 cm	5 ml	8230-14-2.0	2376580
14 Fr	2.5 cm	5 ml	8230-14-2.5	2376739
18 Fr	2.0 cm	5 ml	8230-18-2.0	Toimitusaika 8-10 vk
18 Fr	2.2 cm	5 ml	8230-18-2.5	Toimitusaika 8-10 vk
18 Fr	3.0 cm	5 ml	8230-18-3.0	Toimitusaika 8-10 vk
18 Fr	3.5 cm	5 ml	8230-18-3.5	2381101

MIC* gastro - jejunaaliletku: "MIC* - TJ"



- Lääketieteellistä silikonia
- Ballonki silikonia, täyttö 7-10 ml
- SECUR-LOK* ulkoinen retentio rengas
- Kaksoisportit: ENFit®-urosliittimet mahalaukun dekompressioon ja ohutsuoliruookintaan
- Useita virtausaukkoja mahalaukku- ja jejunaaliosassa
- Jejunaaliosassa paino
- Suippeneva distaalinen kärki
- Radiografinen viiva
- Gamma steriloitu, 1 kpl / pakkaus

Endoskooppiset setit

Tuote/Koko (Fr) / Ballonkiml	Jejunaaliosanpit.cm	Valmistajan nro	Tamron tuotenro
MIC® - TJ 16 Fr /3 - 5 ml Endoskooppinen	15 cm	8650-16-15	2152122
MIC® - TJ 16 Fr /3 - 5 ml Endoskooppinen	22 cm	8650-16-22	2152262
MIC® - TJ 16 Fr /3 - 5 ml Endoskooppinen	30 cm	8650-16-30	2152270
MIC® - TJ 16 Fr /3 - 5 ml Endoskooppinen	22 cm	8650-18-22	2152411
MIC® - TJ 16 Fr /3 - 5 ml Endoskooppinen	30 cm	8650-18-30	2152429
MIC® - TJ 18 Fr /7 - 10 ml Endoskooppinen	45 cm	8650-18	2152569
MIC® - TJ 28 Fr /7 - 10 ml Endoskooppinen	45 cm	8650-22	2152577

MIC-KEY* matalaprofiilinen gastro-jejunaaliletku

"MIC-KEY* - TJ"



- Lääketieteellistä silikonia
- Ballonki silikonia, täyttö 3-5 ml, 45 cm:n jejunaaliosalla varustettujen letkujen ballongin täyttömäärä 7-10 ml
- Kaksoisportit: ENFit® -urosliittimet mahalaukun dekompressioon ja jejunaaliseen ravitsemukseen
- Useita virtausaukkoja mahalaukku- ja jejunaaliosassa
- Jejunaaliosassa paino
- Suippeneva distaalinen kärki
- Radiografinen viiva
- Gamma steriloitu, 1 kpl / pakkaus
- Saatavilla:
 - 14, 16, 18 ja 22 FR:n paksuudet
 - 1.0 - 7.0 cm pituudet
 - Jejunaaliosan pituudet 15 - 45 cm

- Toimitusaika 8-10 viikkoa
- Alla kokoiesimerkkejä

Tuote	Avanteen mitta cm	Jejunaaliosa	Ballonki	Valmistajan nro.	Tamron tuotenro
Mic-Key® Low profile TJ 16 Fr	1.5 cm	22 cm	3-5 ml	8270-16-1.5-22	2375988
Mic-Key® Low profile TJ 18 Fr	2.0 cm	45 cm	7-10 ml	8270-18-2.0-45	2376283

MIC*- tuotesarja -jejunaaliletkut erikoistilanteisiin

MIC* gastro-jejunaaliletku ohuella distaalisella jejunaaliosalla



- Lääketieteellistä silikonia
- Ballonki silikonia, täyttö 7-10 ml
 - o 25,4 cm:n jejunaaliosan pituudella varustetuilla letkuilla täyttö 3-5 ml
- SECUR-LOK* ulkoinen retentiorengas
- Kaksois portit: ENFit® -urosliittimet mahalaukun dekompressioon ja jejunaaliruokintaan
- Useita virtausaukkoja mahalaukku- ja jejunaaliosassa
- Jejunaaliosassa paino
- Suippeneva distaalinen kärki
- Radiografinen viiva, täysin läpikuultamaton jejunaaliosassa
- Gamma steriloitu, 1 kpl / pakkaus
- Toimitusaika 8-10 viikkoa

Tamron tuotenro	Valmistajan tuotenro	Tuote
	8210-16LV	MIC Gastro-Enteric Feeding Tubes, pituus 25,4 cm (3-5 ml Balloon)
	8210-16	MIC Gastro-Enteric Feeding Tubes, pituus 57,9 cm (7-10 ml Balloon)
2152718	8210-18	MIC Gastro-Enteric Feeding Tubes, pituus 57,9 cm (7-10 ml Balloon)
	8210-20	MIC Gastro-Enteric Feeding Tubes, pituus 57,9 cm (7-10 ml Balloon)
	8210-22	MIC Gastro-Enteric Feeding Tubes, pituus 57,9 cm (7-10 ml Balloon)
	8210-24	MIC Gastro-Enteric Feeding Tubes, pituus 57,9 cm (7-10 ml Balloon)
	8210-26	MIC Gastro-Enteric Feeding Tubes, pituus 57,9 cm (7-10 ml Balloon)
	8210-28	MIC Gastro-Enteric Feeding Tubes, pituus 57,9 cm (7-10 ml Balloon)
	8210-30	MIC Gastro-Enteric Feeding Tubes, pituus 57,9 cm (7-10 ml Balloon)

AVANOS



Vaisialantie 2-8
02130 ESPOO

Puh. 020 720 9555
www.mic-key.fi
infofi@viatris.com

Tilaukset TAMRO OYJ

Puh. 020 445 3300
asiakaspalvelu@tamro.com

*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates. ©2020 AVNS. All rights reserved. ENFit® is a Registered Trademark or Trademark of Global Enteral Device Supplier Association, Inc. Used with permission. HC224-00-UK COPY-04362