

# AVANOS

## MIC\* -ja MIC-KEY\* -tuotteet



## MIC\*

### AVANOS MIC\* PERKUTAANINEN ENDOSKOOPPINEN PEG-ENSIASENNUSETTI

- Lääketieteellistä silikonia
- SECUR ulkoinen retentiolevy
- ENFit®-lääke- ja ravintoportit, uros
- Ei sisällä luonnonkumia (Latex), eikä DEHP:tä
- Radiografinen viiva ja täysin läpikuultamaton stoppari
- ETO-steriloitu
- 1 kpl/pakkaus



#### MIC\*-PEG -setti

Slingalla	Ilman slingaa	Peg-letkuun on tilattavissa erillinen syöttöportti
Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
9640-14 14 Fr	8644-14 14 Fr	8135-14 14 Fr
9640-20 20 Fr	8644-20 20 Fr	8135-20 20 Fr
9640-24 24 Fr	8644-24 24 Fr	8135-24 24 Fr

### MIC-KEY\*-RAVINTOPORTTI

- Lääketieteellistä silikonia
- Matalaprofiilinen muotoilu
- Kapeneva kärki
- Täytettävä ballonki, lääket. silikonia
- Ei sisällä luonnonkumia (Latex), eikä: DEHP, DBP, BBP
- ETO-steriloitu
- Online-käyttöohjeet saatavilla
- Ballongin sisään upotettu atraumaattinen kärki
- Anti-reflux -venttiili
- SECUR-LOC-syöttöletkujen kiinnitysmekanismi ENFit®-syöttöportilla
- Radiografinen viiva
- LOT-numero kaiverrettu kantaosaan
- CE-hyväksytyt ensiasennukseen tai valmiiseen stoomaan
- 1 kpl/pakkaus



#### Setti sisältää:

- MIC-KEY\* -ravintoportti
- MIC-KEY\* ENFit®-syöttöletku ravintoporttiin lääkeportilla ja kulmayhdistimellä, 30 cm, ref. 0141-12
- MIC-KEY\* BOLUS ENFit®-syöttöletku ravintoporttiin suoralla yhdistimellä, 30 cm, 0143-12
- 6 ml luer-ruisku
- 35 ml ENFit®-ruisku, naaras
- Haavataitoksia

#### MIC-KEY\* -setti: Varastokoot (muut koot erikseen tilattavissa)

12 Fr	14 Fr	16 Fr	18 Fr	20 Fr	24 Fr
Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero	Tuotenumero
8140-12-0,8	8140-14-0,8	8140-16-0,8	8140-18-0,8	8140-20-0,8	8140-24-1,5
8140-12-1,0	8140-14-1,0	8140-16-1,0	8140-18-1,0	8140-20-1,0	8140-24-1,7
8140-12-1,2	8140-14-1,2	8140-16-1,2	8140-18-1,2	8140-20-1,5	8140-24-2,0
8140-12-1,5	8140-14-1,5	8140-16-1,5	8140-18-1,5	8140-20-1,7	8140-24-2,5
8140-12-1,7	8140-14-1,7	8140-16-1,7	8140-18-1,7	8140-20-2,0	8140-24-2,7
8140-12-2,0	8140-14-2,0	8140-16-2,0	8140-18-2,0	8140-20-2,3	8140-24-3,0
8140-12-2,5	8140-14-2,3	8140-16-2,3	8140-18-2,3	8140-20-2,5	8140-24-3,5
8140-12-3,0	8140-14-2,5	8140-16-2,5	8140-18-2,5	8140-20-2,7	8140-24-4,0
8140-12-3,5	8140-14-2,7	8140-16-2,7	8140-18-2,7	8140-20-3,0	8140-24-4,5
8140-12-4,0	8140-14-3,0	8140-16-3,0	8140-18-3,0	8140-20-3,5	8140-24-5,0
	8140-14-3,5	8140-16-3,5	8140-18-3,5	8140-20-4,0	
	8140-14-4,0	8140-16-4,0	8140-18-4,0	8140-20-4,5	
	8140-14-4,5	8140-16-5,0	8140-18-4,5	8140-20-5,0	
	8140-14-5,0		8140-18-5,0		

## SYÖTTÖLETKUT MIC\*-RAVINTOPORTTIIN + MITTATIKKU

- ENFit®-yhteensopivat MIC-KEY\*-syöttöletkut
- Yksittäispakattuja, laatikossa 5 kpl
- Syöttöletkuissa on suljin pl. lyhin syöttöletku ref. 0142-02
- Ei sisällä luonnonkumia (Latex), eikä DEHP:tä
- Turvarengas estää kytkemisen IV-linjaan
- Tehdaspuhdas

Mittatikku  
10 kpl/pakk.  
98460-17

Syöttöletku MIC\*-ravintoporttiin  
lääkeportilla ja kulmayhdistimellä 5  
kpl/pakk.  
0141-12 (30 cm)  
0141-24 (60 cm)

Syöttöletku MIC\*-ravintoporttiin  
lääkeportilla ja kulmayhdistimellä 5  
kpl/pakk.  
0142-02 (4,4 cm)

Syöttöletku MIC\*-ravintoporttiin  
suoralla yhdistimellä  
5 kpl/pakk.  
0143-12 (30 cm)  
0143-24 (60 cm)

Syöttöletku MIC\*-ravintoporttiin  
kulmayhdistimellä  
5 kpl/pakk.  
0144-12 (30 cm)  
0144-24 (60 cm)



## MIC\*-BOLUS -GASTROSTOMIALETKU

- Lääketieteellistä silikonia
- SECUR-LOC\* ulkoinen retentiolevy, ilmastoitu
- ENFit®-syöttöportti/-syöttöportit, uros
- Ei sisällä luonnonkumia (Latex), eikä: DEHP, DBP, BBP
- Radiografinen viiva
- Gamma-steriloitu
- 1 kpl/pakkaus

MIC\*-BOLUS -pakkaus: Varastokoot (muut koot erikseen tilattavissa)

### ILMAN LÄÄKEPORTTIA

Tuoteno 3-5 ml ballonki		Tuoteno 7-10 ml ballonki	
8110-12LV	12 Fr	8110-18	18 Fr
8110-14LV	14 Fr	8110-20	20 Fr
8110-16LV	16 Fr	8110-22	22 Fr
		8110-24	24 Fr

### LÄÄKEPORTILLA

Tuoteno 3-5 ml ballonki		Tuoteno 7-10 ml ballonki	
8100-12LV	12 Fr	8100-18	18 Fr
8100-14LV	14 Fr	8100-20	20 Fr
8100-16LV	16 Fr	8100-22	22 Fr
		8100-24	24 Fr
		8100-26	26 Fr
		8100-28	28 Fr



## PEG-ENSIASENNUS INTRODUCER KITIN AVULLA

Setti sisältää tarvittavat työkalut ja -tarvikkeet endoskooppiseen peg-ensiasennukseen.

- ETO-steriloitu
- 1 kpl / pakkaus

### Setti sisältää:

- Gastrointestinaalinen ankkurisetti sisältäen neljä (4) valmista SAFE-T-PEXY gastropexia -ankkurinappia
- Crile
- Introducer-neula
- Ohjainvaijeri 5 FR
- SkalPELLI #11 turvasuojuksella
- Sarjadilataattori, teleskooppimalli halkaistavalla kantaosalla
- 12 ml:n ruisku x 2
- Stooman mittausväline

**Ei sisällä ravintoporttia eikä -letkua.**

### Tuotenumero

98430	12 Fr
98431	14 Fr
98432	16 Fr
98433	18 Fr
98434	20 Fr

Fr-koko kertoo asennettavan ravintoportin tai -letkun paksuuden.  
Introducer Kitin dilataattori on aina automaattisesti 4 Fr tätä suurempi.



Tilaukset:  
Tamro Oyj  
Sairaalaravikemyynti  
Puh. 020 445 3300  
Faksi 020 445 5245  
asiakaspalvelu@tamro.com  
TamroOnline

Tarvittaessa ota yhteyttä Avanos-edustajaan  
Viatrix Oy  
Puh. 020 720 9555  
infofi@viatrix.com